Anleitung zur Aufbereitung der Spendersysteme:

Neptune 1000
Neptune 2000

auf Basis der KRINKO-Empfehlung zur Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens.[1]



Für die vollständige Aufbereitung des Spendersystems sind mehrere Schritte zu durchlaufen, die in dem folgenden Dokument näher beschrieben werden und sich wie folgt gliedern lassen:

- Vorbereitende Maßnahmen
- Maßnahmen zur Reinigung
- Maßnahmen zur Desinfektion und Montage
- Aufbereitungsturnus und zusätzliche Maßnahmen

[1] Händehygiene in Einrichtungen des Gesundheitswesens. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz* 2016, 59(9):1189-1220.

Vorbereitende Maßnahmen:

- Zum Personalschutz sind bei der Aufbereitung von Spendern und Pumpen Handschuhe zu tragen - gemäß der Indikation *„Kontakt mit potentiell infektiösen Materialien“.*



- Öffnung des Spendergehäuses – dazu den entsprechenden Schlüssel in die Entriegelungsvorrichtung an der Unterseite des Spenders einführen und das Gehäuse nach vorne bewegen.



- Entleerte Flasche aus dem Spender entnehmen und zusammen mit der Pumpe entsorgen.



- Entnahme des Spendergehäuses von der Rückwand – dazu die Lasche an der Spenderrückwand drücken und das Gehäuse nach oben ziehen.



Maßnahmen zur Reinigung:

- Spendergehäuse unter fließendem Wasser reinigen – für hartnäckige Verschmutzungen ist eine Spülbürste anzuwenden.



- Vollständige Trocknung des Spendergehäuses unter Verwendung eines Einmalpapiertuchs.



Maßnahmen zur Desinfektion und Montage:

- Wischdesinfektion der Spenderrückwand mit einem geeigneten Flächendesinfektionsmittel.



- Wischdesinfektion des Spendergehäuses mit einem geeigneten Flächendesinfektionsmittel.



- Anbringung des Spendergehäuses an die Rückwand.



- Einsetzen einer neuen Flasche.



- Vor dem Gebrauch: Anpumpen des neu eingesetzten Mittels.



Turnus der Aufbereitung und zusätzlich empfohlene Maßnahmen

Turnus der Aufbereitung:

- KRINKO - Empfehlung: Umfang und Häufigkeit in hauseigenen Hygieneplänen festlegen.
- Ophardt – Herstellerempfehlung: halbjährliche vollständige Aufbereitung.

Zusätzliche Maßnahmen:

- Tägliche Wischdesinfektion des Bedienhebels mit einem geeigneten Flächendesinfektionsmittel.
- Sichtbare Verschmutzungen am Spendergehäuse sind durch eine Wischdesinfektion zu entfernen.