

Desinfektions-Säule E ST

Robuste Säule für eine effektive Händedesinfektion

Art.-Nr. 1419273




OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH

Lindenau 27 | 47661 Issum | Deutschland

Tel.: +49 (0) 28 35 18-10 | Fax +49 (0) 28 35 18-77

planer@ophardt.com | www.ophardt.com

Desinfektionssäule



Maße in mm - Dimensions in mm



Referenzen

Einkaufszentren, Kongresszentren, Krankenhäuser, Kliniken, Alten-/Pflegeheime, Arztpraxen, Großküchen, Lebensmittelverarbeitung, Labore, Rettungswachen, Verwaltungen

Einsatzbeispiele

Eingangsbereiche, Rezeption

Technische Daten

Art der Desinfektionssäule:	robuste Desinfektionssäule
Gehäuse:	Edelstahl, geschliffen mit Anti-Fingerprint-Beschichtung (Steel Touch)
mit Rädern:	Nein
Garantie:	5 Jahre
Abmessungen (B x H x T) in mm:	400x1413x400