PRAESIDIO® Edelstahlpumpe

Ersatzpumpe aus Edelstahl für PRAESIDIO®
Desinfektionsspender
Art.-Nr. 3401250

OPHARDT HYGIENE-TECHNIK GmbH
Lindenau 27 | 47661 Issum | Deutschland
Tel.: +49 (0) 28 35 18-10 | Fax +49 (0) 28 35 18-77
planer@ophardt.com | www.ophardt.com



Technische Daten

Füllmenge (ml):	1000 ml
Dosierpumpe:	langlebige Edelstahlpumpe mit gekröpftem Saugrohr
Dosiermenge:	0,75 / 1,0 / 1,2 / 1,5 ml/Hub
Füllgut:	Desinfektionsmittel
Reinigung:	spülmaschinengeeignet (60° C), autoklavierbar bis 134° C, 2 bar
Hinweis:	Vor der Verwendung neuer Füllgüter ist stets die Kompatibilität von Füllgut und Spendersystem zu prüfen, um eine einwandfreie Funktionalität zu gewährleisten.